

CRIO
TERAPIA
.COM

CELLUMA

Terapia della luce



La terapia della luce **Celluma** migliora la salute cellulare e ha dimostrato che:

1. Aumenta la produzione di collagene ed elastina per contrastare l'invecchiamento cutaneo
2. Combatte l'acne e stimola la riparazione cutanea
3. Riduce l'infiammazione articolare



Fotobiomodulazione

I LED modulano l'attività delle cellule viventi, incrementandola o riducendola, laddove questa sia patologicamente alterata in modo da potenziarne le performance e migliorare lo stato di salute: questo concetto si definisce **"Fotobiomodulazione"**.

Attua un fotoringiovanimento della pelle del volto, attenuando la micro rugosità e ricompattando i tessuti. **Stimola la riparazione cutanea** e viene quindi impiegato nel **trattamento delle ulcere croniche**, delle **smagliature** o delle **cicatrici ipertrofiche**.

La luce è indispensabile alla vita ma anche a mantenere uno stato di salute e di benessere: **l'utilizzo razionale dei LED** (Light Emitting Diode) stimola la rigenerazione tissutale e ha un'azione antinfiammatoria e immunomodulante. Grazie inoltre al miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, trova impiego nel **linfodrenaggio** e nel **trattamento delle adiposità localizzate**.



WWW.CRIOterapia.COM

Prendersi cura della propria pelle è fondamentale

Con CELLUMA è possibile:

- aumentare il drenaggio dei tessuti
- accelerare la velocità di riparazione dei tessuti
 - diminuire le infiammazioni
 - alleviare dolori legati all'artrite
- stimolare la produzione di collagene ed elastina per contrastare invecchiamento cutaneo
- annientare il Propionibacterium Acnes, il batterio che causa l'acne



I NOSTRI PRODOTTI

- 1 CELLUMA PRO & iPRO
- 2 CELLUMA LITE & iLITE
- 3 CELLUMA POD
- 4 CELLUMA CLEAR
- 5 CELLUMA HOME
- 6 CELLUMA SKIN
- 7 CELLUMA SPORT
- 8 CELLUMA FACE
- 9 CELLUMA ELITE
- 10 CELLUMA DELUXE & DELUXE XL



**Tratta
ACNE
RUGHE
DOLORI**



Per intensificare i risultati che riguardano il recupero muscolare è utile integrare la fotobiomodulazione con trattamenti di crioterapia o fisio-idroterapia. Se, invece, l'obiettivo è migliorare le funzionalità dell'apparato circolatorio è possibile associare questi trattamenti a pressoterapia o vacuumterapia.

3 PROGRAMMI:

1. Acne
2. Rughe e Cicatrici
3. Dolore e Infiammazione

DIMENSIONI: 61 x 25,5 cm



Celluma PRO & Celluma iPRO

Celluma PRO e iPRO è un pannello flessibile equipaggiato di 3 lunghezze d'onda LED.

Progettato per il *viso*, può essere utilizzato facilmente anche su qualsiasi altra parte del corpo, comprese *colonna vertebrale, fianchi, spalle, piedi e ginocchia*.

Attraverso la tecnica della Fotobiomodulazione e l'esposizione alla luce LED, le cellule danneggiate o compromesse possono essere riparate e/o rigenerate.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, contrastare invecchiamento cutaneo, infiammazioni, dolori.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA** e **OCCHIALINI PROTETTIVI**

Celluma LITE & Celluma iLITE

Celluma LITE & iLITE è un pannello flessibile equipaggiato di 3 lunghezze d'onda LED. Grazie alle dimensioni compatte è ideale per l'uso domestico o in viaggio.

Progettato per il posizionamento su aree dalle dimensioni ridotte, come *gomiti, polsi e ginocchia*, Celluma LITE può essere utilizzato in qualsiasi parte del corpo, incluso il *viso* per contrastare l'acne o l'invecchiamento cutaneo:

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, contrastare l'invecchiamento cutaneo, ferite e dolori.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA, OCCHIALINI PROTETTIVI e SUPPORTI LATERALI**



3 PROGRAMMI:

1. Acne
2. Rughe e Cicatrici
3. Dolore e Infiammazione

DIMENSIONI: 40,6 x 20,3 cm

3 PROGRAMMI: 1. Acne
2. Rughe e Cicatrici
3. Dolore e Infiammazione

DIMENSIONI: 10 x 14,6 cm



Celluma POD

Celluma POD utilizza 3 lunghezze d'onda LED (luce blu, rossa e nel vicino infrarosso) ed è quindi indicato per un'ampia gamma di trattamenti della *pelle e del dolore*.


Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

Grazie alle dimensioni ridotte e alla maneggevolezza, è ideale per trattare *aree specifiche* ed è perfetto per un uso domestico o in viaggio.

ADATTO PER: acne, invecchiamento cutaneo, ferite e dolore

DOTATO DI: **LUCE PULSATA**



Prodotti Marchiati CE - Approvati FDA

Celluma CLEAR

Attraverso l'applicazione della tecnica derivata dalla fotobiomodulazione, Celluma CLEAR è il dispositivo flessibile a LED monomodale progettato specificamente per il trattamento dell'acne (acne cronica in età adulta o adolescenziale), brufoli e lesioni.

Le **2 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm

Celluma CLEAR è dotato di due supporti laterali che sorreggono il dispositivo Celluma durante il trattamento.


DOTATO DI: **LUCE PULSATA, OCCHIALINI PROTETTIVI e SUPPORTI LATERALI**



PROGRAMMA: 1. Acne

DIMENSIONI: 40,6 x 20,3 cm

2 PROGRAMMI: 1. Rughe e Cicatrici
2. Dolore e Infiammazione DIMENSIONI: 40,6 x 20,3 cm



Celluma HOME

Celluma HOME è un dispositivo flessibile a 2 modalità LED, efficace per affrontare problemi legati all'età, tra cui rughe, dolore artritico, dolori muscolari e articolari e scarsa circolazione sanguigna.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

Può essere utilizzato ovunque sul corpo, ma anche sul viso. Celluma HOME presenta dimensioni compatte, proprio per questo è ideale sia per l'uso professionale che domestico.

ADATTO PER: invecchiamento cutaneo, dolore e ferite.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA, OCCHIALINI PROTETTIVI e SUPPORTI LATERALI**

Celluma SKIN


Pratico ed efficace, questo pannello flessibile utilizza LED a 2 modalità per *problemi legati alla pelle* come l'invecchiamento cutaneo e l'acne. Pensato per uso professionale è talmente semplice da utilizzare che è perfetto anche per l'uso domestico.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, invecchiamento della pelle e ferite.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA, OCCHIALINI PROTETTIVI e SUPPORTI LATERALI**



2 PROGRAMMI: 1. Acne
2. Rughe e Cicatrici

DIMENSIONI: 61 x 25,5 cm



Celluma SPORT

Celluma SPORT è un dispositivo flessibile di fototerapia monomodale, progettato appositamente per la terapia del dolore e dell'infiammazione, nonché delle *alterazioni muscolari e articolari tra cui lesioni sportive o legate all'età*.

Celluma SPORT è ideale per chiunque abbia problemi di dolore acuto o cronico.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: dolore

DOTATO DI: **LUCE PULSATA e OCCHIALINI PROTETTIVI**

Celluma FACE

Celluma FACE è il pannello flessibile simile a Celluma SKIN quanto a potenza, ma ha dimensioni più contenute. Inoltre è dotato di 2 lunghezze d'onda LED a cui corrispondono altrettante modalità di trattamento.

Grazie all'esposizione di luce LED e ai benefici derivanti della fotobiomodulazione, questo pannello è l'ideale per risolvere problemi legati all'estetica della *pelle come acne e rughe*.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- la **luce blu**: ACNE, 465 nm
- la **luce rossa**: RUGHE, 640 nm
- la **luce verde (vicino infrarosso)**: DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, invecchiamento cutaneo, ferite.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA, OCCHIALINI PROTETTIVI e SUPPORTI LATERALI**



2 PROGRAMMI: 1. Acne
2. Rughe e Cicatrici

DIMENSIONI: 40,6 x 20,3 cm

CELLUMA PROFESSIONAL

Celluma ELITE

Celluma ELITE è ideale per i professionisti che necessitano un posizionamento di precisione finalizzato a trattamenti specifici, per esempio in seguito a interventi chirurgici.

Il pannello semi flessibile a tecnologia LED con 3 livelli di frequenza è fissato su un braccio rotante collegato a una base mobile che garantisce flessibilità e adattabilità di utilizzo.

Attraverso l'esposizione alla luce LED, le cellule danneggiate o compromesse possono essere riparate e/o rigenerate.

Le **3 lunghezze d'onda** rendono questo prodotto uno strumento eccellente adatto a risolvere ogni problematica della pelle:

- **la luce blu:** ACNE, 465 nm
- **la luce rossa:** RUGHE, 640 nm
- **la luce verde (vicino infrarosso):** DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, invecchiamento cutaneo, infiammazioni, dolori, recupero post intervento.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA** e **OCCHIALINI PROTETTIVI**

3 PROGRAMMI:

1. Acne
2. Rughe e Cicatrici
3. Dolore e Infiammazione

DIMENSIONI: 61 x 25,5 cm



MONTATO SU UN SUPPORTO FISSO CON BRACCIO ARTICOLATO
MONTATO SU RUOTE

CELLUMA PROFESSIONAL

Celluma DELUX & DELUX XL

Celluma DELUX e DELUX XL sono due dispositivi professionali e completi che emettono LED a 3 lunghezze d'onda: blu, rosse e nel vicino infrarosso indicate in caso di acne, rughe, artriti e dolori articolari.

Sono gli unici dispositivi flessibili LED a corpo intero e in formato XL, perfetti per sportivi e individui dall'altezza sopra la media.

Possono essere usati per ridurre l'infiammazione e aumentare la microcircolazione, per gestire numerosi disturbi e condizioni della pelle:

- **la luce blu:** ACNE, 465 nm
- **la luce rossa:** RUGHE, 640 nm
- **la luce verde (vicino infrarosso):** DOLORI, 880 nm

ADATTO PER: acne, contrastare l'invecchiamento cutaneo, ferite e dolore.

DOTATO DI: **LUCE PULSATA e OCCHIALINI PROTETTIVI**

3 PROGRAMMI:

1. Acne
2. Rughe e Cicatrici
3. Dolore e Infiammazione



DIMENSIONI: 144,68 x 60,96 cm

DIMENSIONI XL: 165,1 x 76,2 cm

Prodotto	Celluma ELITE	Celluma PRO	Celluma SKIN	Celluma SPORT	Celluma LITE
Lunghezza d'onda	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm
Luce pulsata On/Off	Si	Si	Si	Si	Si
Programmi	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Riduzione dolore delle ferite	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)	2 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione ferite	1 Programma: Attenuazione del dolore	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)
Dimensione totale	61 x 25,5 cm	61 x 25,5 cm	61 x 25,5 cm	61 x 25,5 cm	40,6 x 20,3 cm
Dimensione area	40,6 x 20,3 cm	40,6 x 20,3 cm	40,6 x 20,3 cm	40,6 x 20,3 cm	35,5 x 15,2 cm
Facile da Usare	Montato su supporto fisso con braccio articolato	Senza supporto	Senza supporto	Senza supporto	Senza supporto
Operatività	Montato su supporto	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani
Dove usarlo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo
Sostegni laterali	Non richiesti	Non richiesti	Non richiesti	Non richiesti	Incluso nell'acquisto per l'utilizzo sul viso
Portatile	Montato su ruote	Si	Si	Si	Si
Approvato FDA	Si	Si	Si	Si	Si
Marchiato CE (include	Si	Si	Si	Si	Si
# di LED	353 + 4 Indicatori/spie verdi	353 + 4 Indicatori/spie verdi	353 + 4 Indicatori/spie verdi	353 + 4 Indicatori/spie verdi	236 + 4 Indicatori/spie verdi
Design Flessibile	Si	Si	Si	Si	Si
Versatilità	Dispositivo 3 in 1	Dispositivo 3 in 1	Dispositivo 2 in 1	Dispositivo singolo	Dispositivo 3 in 1
Peso	28,5Kg	680 gr	680 gr	680 gr	450 gr
Alimentazione	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V
					
	Celluma ELITE €3.495,00*	Celluma PRO €1.795,00*	Celluma SKIN €1.595,00*	Celluma SPORT €1.395,00*	Celluma LITE €1.395,00*

*i prezzi sono esclusi di IVA

Prodotto	Celluma HOME	Celluma FACE	Celluma CLEAR	Celluma POD	Celluma DELUX	Celluma DELUX XL
Lunghezza d'onda	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm	Blu @ 465nm Rosso @ 640nm Near-IR @ 880nm
Luce pulsata On/Off	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero Programmi	2 Programmi: Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)	2 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite	1 Programma: Acne	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)	3 Programmi: Acne, Rughe/Cicatizzazione Ferite, Attenuazione del dolore (Pain)
Dimensione totale	40,6 x 20,3cm	40,6 x 20,3cm	40,6 x 20,3cm	10,2 x 14,6 cm	144,68 x 60,96 cm	165,1 x 76,2 cm
Dimensione area	35,5 x 15,2 cm	35,5 x 15,2 cm	35,5 x 15,2 cm	6,9 x 11,1 cm	137 x 58 cm	156 x 72 cm
Facile da Usare	Senza supporto	Senza supporto	Senza supporto	In mano o appoggiato	Senza supporto	Senza supporto
Operatività	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani	Solo in alcune parti del corpo	Utilizzabile senza mani	Utilizzabile senza mani
Dove usarlo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo consentito su ogni parte del corpo	Utilizzo a corpo intero	Utilizzo a corpo intero
Sostegni laterali	Incluso nell'acquisto per l'utilizzo sul viso	Incluso nell'acquisto per l'utilizzo sul viso	Incluso nell'acquisto per l'utilizzo sul viso	No	Non necessari	Non necessari
Portatile	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Approvato FDA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Marchiato CE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
# di LED	236 + 4 Indicatori/spie	236 + 4 Indicatori/spie	155	33 + 1 Indicatore/spie verdi	2124	3177
Design Flessibile	Si	Si	Si	no	Si	Si
Versatilità	Dispositivo 2 in 1	Dispositivo 2 in 1	Dispositivo singolo	Dispositivo 3 in 1	Dispositivo 3 in 1	Dispositivo 3 in 1
Peso	450 gr	450 gr	450 gr	110 hg	2,72 Kg	4 Kg
Alimentazione	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V	110/240V
						
	Celluma HOME €795,00*	Celluma FACE €795,00*	Celluma CLEAR €595,00*	Celluma POD €349,00*	Celluma DELUX €9.995,00*	Celluma DELUX XL €13.995,00*

*i prezzi sono esclusi di IVA

CELLUMA

Terapia della luce



Distribuito da Crioterapia.com

www.crioterapia.com
info@crioterapia.com
+39 375 558 6449
[@crioterapia_com](https://www.instagram.com/crioterapia_com)

