

CRYO XC™

PREMIUM
CRYOTHERAPY
CHAMBER

**NBA-WASHINGTON
WIZARDS**

Training Facility, USA

RIMINI WELLNESS

Expo 2018, ITALY

ZYDRUNAS SAVICKAS

4 volte campione del "World's
Strongest Man" USA

CRYOHEAL

Seoul, SOUTH KOREA

CALLUM SMITH

WBA & Super-Middleweight
Champion in 2018, UK

CRYONIQ

Distribuito da:

Crioterapia.com D.o.o

**CRIO
TERAPIA
.COM**

info@crioterapia.com

www.crioterapia.com

CRYO XC™

THERMAL CONTRAST CRYOTHERAPY

Un metodo semplice ed efficace per un rapido
recupero, per l'ottimizzazione delle prestazioni e
prevenzione attiva nello sport, nel fitness,
fisioterapia e wellness.

CRYONIQ
PREMIUM CRYOTHERAPY
MANUFACTURER



CRYO XC™

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

Flusso di azoto da 3 a 7 Litri per sessione. Fino a 15 sessioni all'ora in modalità Stanby

- 120 °C to - 170 °C
- 180 °F to - 300 °F



SESSIONE

Freddo secco (Umidità assente)

Temperatura della cabina uniforme

Funzioni di sicurezza aggiuntive

- Chiusura di sicurezza
Totale Esposizione Corporea

SUPPORTO

Supporto Tecnico 24 h
Assistenza Diretta
Manutenzione ridotta
Diagnostica Remota
Stats & Logs



HIGHLIGHTS

CRYO XC™



- Schermo con stato della sessione
- Schermo operatore Touch (Installabile destra/sinistra)



- Attivazione in 30 sec
- Sistema a doppia porta
- Elevatore automatico

- Modalità a contrasto termico
+ 50 °C to - 170 °C
+ 122 °F to - 300 °F



INFORMAZIONI TECNICHE

SPECIFICHE

- Peso: 400 Kg
- Dimensioni: 2220mm x 1800mm x 900mm
- Portata Elevatore: fino a 150Kg
- Refrigerante: Azoto Liquido (NL2)
- Pressione di Lavoro: 1,5 BAR (22 PSI)

CONSUMI

- **Azoto Liquido**
Fase di raffreddamento: 6 L
Procedure: 3 - 7 L (secondo la durata della sessione e contenitore gas)
- **Elettricità**
Fino a 2,5 kWh
AC 220V / 50Hz

ATTREZZATURA

- **Contenitore pressurizzato: 180 / 240 L**
E' consigliata per alte performance
- **Contenitore non pressurizzato: da 50 L**
E' consigliata soluzione flessibile
- **Tube** di trasferimento 1,2 - 3,0 m lunghezza

REQUISITI D'INSTALLAZIONE

- Area minima necessaria 6m²
- Sistema di estrazione dell'aria incorporato
- Ricircolo d'aria
- Presenza saturimetro O2 nell'area

CRYO XC™

COLORI DIPONIBILI

ESTERNO

- Bianco
- Grigio
- Antracite
- Nero
- Blue
- Red

INTERNO

- Grigio
- Bronzon
- Azzurro
- Nero
- Rosso

Altri colori disponibili

**CRIO
TERAPIA
.COM**